





www.lifevac.pt







# O **LifeVac**® é um equipamento revolucionário de primeiros socorros.

O LifeVac é um dispositivo de sucção desenvolvido para libertar uma obstrução na via aérea da vítima quando foi seguido sem êxito o protocolo standard em caso de engasgamento. A duração da sucção é mínima, atuando em segundos, o que torna o LifeVac seguro e eficiente.

O dispositivo LifeVac é leve, ocupa muito pouco espaço e não necessita de nenhuma fonte de alimentação. Isto converte-o num equipamento ideal para ser guardado num estojo de primeiros socorros ou armário, ou ser levado e estar sempre perto para poder ser imediatamente utilizado.

#### Inclui 3 máscaras:



Pediátrica (infantil) ( A partir de 18 kg.)



Adulto pequena




Adulto grande



### Nos países europeus, o número de mortes por engasgamento é semelhante ao número de mortes por acidentes de trânsito

- ▶ 10 vezes mais falecimentos do que os causados por incêndios
- ▶ 4 vezes mais falecimentos do que em afogamentos por imersão
- Número semelhante aos dos falecimentos por acidentes de viação



O tempo é vital; é necessário atuar rapidamente

0 - 4 min. Dano cerebral improvável

4 - 6 min. Dano cerebral possível

6 - 10 min. Dano cerebral provável

Mais de 10 min. Provável



## Características



#### Testado com êxito:

Já salvou vidas na Espanha e noutros países.



#### Sem riscos:

Não se introduz no corpo, pelo que não danifica a vítima



#### Válido para crianças e adultos:

Inclui 2 máscaras de adulto e uma pediátrica, pelo que se ajusta praticamente a qualquer vítima possível.



#### Manuseamento simples:

Não é necessária nenhuma habilidade ou formação específica, podendo ser usado por uma criança ou em si mesmo.



#### Uso generalizado:

Pode ser usado com grávidas, obesos, idosos e pessoas em cadeiras de rodas, em que a Manobra de Heimlich pode se contraindicada ou ineficaz.



#### Atua em segundos:

É rápido e fácil de utilizar, libertando imediatamente a obstrução.

O nosso objetivo na LifeVac® consiste ( oferecer tranquilidade e segurança pa salvar vidas e criar espaços mais segu



## LifeVac® nos espaços públicos

É possível transformar um espaço público num lugar mais seguro

- Restaurantes, bares e cafetarias
- Cantinas escolares
- Hotéis
- Centros Geriátricos
- Lugares públicos
- Equipas de emergência
- Centros de Saúde
- Casas



## INSTRUÇÕES EM CASO DE ASFIXIA POR ENGASGAMENTO

Se alguma pessoa for vítima de asfixia por engasgamento...

- 1 Encoraje a vítima a tossir
- 2 Se a tosse não for eficiente, 5 palmadas nas costas



3 Se a obstrução continuar, 5 compressões abdominais



Se a obstrução continuar, utilize o LIFEVAC



COLOCAR sobre o nariz e a boca



EMPURRAR o punho/fole



PUXAR pelo punho



REPITA ATÉ ANULAR A OBSTRUÇÃO OU 5 VEZES



#### Cada unidade LifeVac°contém:

- · 1 dispositivo LifeVac\*
- · 1 mascarilla grande de adulto
- · 1 mascarilla pequena de adulto
- · 1 mascarilla pediátrica
- · Um Manual de informação e instruções de utilização
- · Guia rápido em caso de asfixia por engasgamento



Se pertencer a uma associação ou organismo público, consulte-nos o seu caso e recomendar-lhe-emos a forma de melhorar a segurança em caso de asfixia por engasgamento









